

# medaSEPT NITRILE PREFER BLUE LONG

MEDYCZNE I OCHRONNE  
RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE  
W KOLORZE RÓŻOWYM



SPECYFIKACJA	
SUROWIEC	NITRYL
KOLOR	NIEBIESKI
ŚRODEK PUDRUJĄCY	BRAK, RĘKAWICE BEZPUDROWE
KSZTAŁT	UNIWERSALNY
MANKIET	ROLOWANY
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA	CHLOROWANA
POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA	TEKSTURA NA KOŃCACH PALCÓW
AQL	1.0 poziom kontroli produktu końcowego: G-1 zgodnie z ISO 2859-1

KLASYFIKACJA & STANDARDY NORMATYWNE		
KLASYFIKACJA	WYRÓB MEDYCZNY	ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ
	KLASA I	KATEGORIA III, TYP B
	zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745	zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425
STANDARDY	EN 455 1-4	EN ISO 374-1, EN ISO 374-2,
	EN ISO 15223-1, EN 1041	EN 16523, EN ISO 374-4,
		EN ISO 374-5, EN ISO 21420
KOD BASIC UDI-DI		590173887RDNPLG

### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

ODPORNOŚĆ NA BATERIE I GRZYBY	wykazano zgodnie z EN ISO 374-2
ODPORNOŚĆ NA WIRUSY	wykazano zgodnie z EN ISO 374-5 (ISO 16604) & ASTM F 1671
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	wykazano zgodnie z EN 16523-1 & EN ISO 374-1
ODPORNOŚĆ NA CYTOSTATYKI	wykazano zgodnie z ASTM D 6978



### PARAMETRY TECHNICZNE & MASTER DATA

rozmiar		XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
nr referencyjny		MSNPREL100XS	MSNPREL100S	MSNPREL100M	MSNPREL100L	MSNPREL100XL
szerokość dłoni	[mm]	≤80	80±10	95±10	110±10	≥110
długość	[mm]	min. 280				
grubość (pojedyncza ściana rękawicy)	[mm]	palec: 0,16±0,03 dłoń: 0,11±0,02 mankiet: 0,08±0,02				
siła zrywu	[N]	przed starzeniem: 6,0 N po starzeniu 6,0 N				
zawartość pudru	[mg/rękawice]	< 2 mg/rękawice, rękawice bezpudrowe				
zawartość protein lateksowych	[µg/g]	brak, rękawice bezlateksowe				
ilość sztuk w op.		100 sztuk wg. wagi				
ilość op. w kartonie		10 opakowań				
EAN opakowanie		5901738875753	5901738875760	5901738875777	5901738875784	5901738875791
EAN karton		5901738875814	5901738875821	5901738875838	5901738875845	5901738875852
wymiar op.	[mm]	260 (L) x 125 (W) x 70 (H)				
wymiar karton	[mm]	360 (L) x 258 (W) x 270 (H)				
termin ważności		5 lat od daty produkcji				

# medaSEPT NITRILE PREFER BLUE LONG

**medaSEPT®**  
QUALITY TO PROTECT

## PRZEWDZIANE ZASTOSOWANIE

Wyrób jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania w celu ochrony pacjenta i użytkownika w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń krzyżowych. Rękawice odpowiednie do badań lekarskich oraz innych zabiegów diagnostycznych.

## INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA

Chronić przed światłem słonecznym, fluorescencyjnym i ozonem przechowywać w suchym miejscu. Zalecana wilgotność względna pomieszczenia, w którym są przechowywane rękawice to  $60 \pm 20\%$ . Przechowywać rękawice z dala od urządzeń grzewczych i źródeł ognia.

## UTYLIZACJA

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## KOD BASIC UDI-DI

590173887RDNPFLG

## KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ

Odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z:  
Rozporządzeniem (WE) 10/2011,  
Rozporządzeniem (WE) 1935/2004.



## PRODUCENT

medaSEPT S.A.  
ul. Forteczna 19  
61-362 Poznań  
[www.medasept.com](http://www.medasept.com)

